

luca



## Schlüsselanhänger

- Schnell und sicher bei luca-Standorten einchecken
- Verschlüsselte und sichere Kontaktdatenübermittlung
- Lückenlose und verantwortungsvolle Kontaktnachverfolgung

## **QR-Code**

Der QR-Code muss beim Betreten eines luca-Standorts von den Betreiber:innen gescannt werden.

## **Seriennummer**

Die Seriennummer hat zwei Funktionen. Du brauchst sie:

1. um deinen Schlüsselanhänger zu registrieren.
  2. um im eigenen Infektionsfall die luca-Historie an das Gesundheitsamt zu übermitteln
- Übermittelst du deine Seriennummer, kann das Gesundheitsamt deine Check-ins der letzten 14 Tage sehen. Anschließend kann das Gesundheitsamt diejenigen informieren, mit denen du zeitgleich an einem Ort warst.

## **Deine Seriennummer**

---

### **luca Schlüsselanhänger registrieren**

Dein luca Schlüsselanhänger muss einmalig registriert werden. Sobald du registriert bist, kannst du dich bei luca-Standorten einchecken.

1. Webseite besuchen  
<https://app.luca-app.de/registerBadge/>
2. Seriennummer des Schlüsselanhängers angeben (Bindestriche werden automatisch gesetzt)
3. Kontaktinformationen eingeben
4. Telefonnummer mit der TAN verifizieren
5. Registrierung abschließen